

## CPFS/D™ USB



Cuando necesite un sistema de espirometría completo y el espacio es un bien escaso, el CPFS/D™ USB es la solución más adecuada. Este sistema pequeño y portátil puede parecer modesto, pero está impulsado por el software versátil BreezeSuite™, lo que puede estar seguro de que hará algo más que satisfacer sus necesidades de pruebas y gestión de datos. Debido a que está diseñado para trabajar con el sensor de flujo preVent patentado por MGC Diagnostics®, proporciona un control superior de la infección y no necesita recalibración o calentamiento, entre los pacientes.

A diferencia de nuestros competidores, nosotros incorporamos la misma técnica de medición (preVent) para todos nuestros productos de pruebas de función pulmonar, por lo que siempre puede estar seguro de comparaciones de datos precisos, confiables de una prueba a otra.

El CPFS/D USB es compatible con computadoras de escritorio y portátiles para mayor flexibilidad, y cumple o excede los ATS / ERS normas y especificaciones. En medio de todas estas capacidades, incluso proporciona algunos pequeños detalles, como gráficos de incentivos para la espirometría, que son ideales para las poblaciones pediátricas.

Una pequeña caja. Capacidades de Myriad. Todo funciona a través de una única conexión USB.



## PRUEBA REALIZADA

Pre / Post FVC, SVC, MVV y Desafío (con software opcional de provocación bronquial)

## TEÓRICOS NORMALES

BreezeSuite™ contiene más de 30 autores, la lista más extensa de fórmulas teóricas disponibles, incluyendo NHANES III

## BASE DE DATOS

Los datos del paciente se almacenan en la base de datos Microsoft SQL proporcionando flexibilidad para acceder, manipular y presentar datos en múltiples formas

## INTERPRETACIÓN

Software de interpretación de consulta pulmonar opcional permite una evaluación inmediata de los resultados de las pruebas computarizadas.

## INFORMES DE TENDENCIAS

Informes de tendencias permiten imprimir y graficar los datos de las visitas de pacientes anteriores, de modo que el progreso puede ser monitoreado

## BASE DE DATOS DE CONSULTA

Realizar consultas de la base de datos del paciente para el control de calidad o grupos particulares de pacientes

## PROVOCACIÓN BRONQUIAL

Software opcional para la metacolina, manitol, ejercicio, aire frío o desafíos

## CAPACIDAD DE RED

Con la adición de BreezeConnect™ MultiUser™ software, el sistema se puede añadir a una red de área local o amplia

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

El sistema consta de un módulo de flujo que contiene los transductores y la electrónica para producir una señal de flujo bidireccional con los sensores de flujo de preVent® de MGC Diagnostics



## ESPECIFICACIONES

### REQUISITOS DE PC / IMPRESORA

- CD ROM, puerto USB
- Windows® XP Professional o Windows 7 Pro/Ultimate
- Resolución de pantalla: 1024x768 o superior
- Compatible con impresoras Windows

### PRINCIPIO DE MEDICIÓN

- La tecnología patentada bi-direccional tubo pitot del sensor de flujo
- Rango de flujo: ± 18 L / s
- Resolución: 8,65 ml / seg
- Precisión: ± 3% ó 50 ml, el que sea mayor
- Espacio muerto: 39 ml
- Resistencia: <1,20 cmH2O/L/sec @ 12 L / seg (superior a las especificaciones de ATS / ERS)

### TAMAÑO

- Altura x Anchura x Profundidad: 3 x 3 x 6 in (8 x 8 x 15 cm)

### PESO

- 1,25 libras (0,56 kgs)

### REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

- USB desde la computadora



### MONITOR DE MEDIO AMBIENTE

Medición integrada de Humedad. Temperatura y Presión

### CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

- Espirometría completa
- Diseñador de informes
- Teóricos definidos por el usuario
- Cumple con los requisitos de seguridad HIPPA
- Informes de discapacidad
- Informes de tendencias
- Multi-usuario (Opcional)
- Consulta de Base de datos (Opcional)
- Provocación Bronquial (Opcional)
- Software de interpretación de consulta pulmonar™ (Opcional)
- Firma electrónica (Opcional)

El sensor de flujo preVent ha sido validado de forma independiente y ha demostrado cumplir con las recomendaciones de la ATS para la precisión de las 24 formas de onda estándar de Hankinson y Graner, para FVC, FEV1, FEF 25-75%.

MGC DIAGNOSTICS CORPORATION, through its subsidiary Medical Graphics Corporation  
350 Oak Grove Parkway St. Paul, Minnesota USA 55127-8599

© 2012 MGC Diagnostics Corporation o una de sus filiales. Todos los derechos son reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los productos pueden variar respecto a los ilustrados. MGC y sus afiliados son empresas de igualdad de oportunidades / acción afirmativa comprometidos con la diversidad cultural en la fuerza de trabajo.

Part# 060006-001 RevE

CE 0086

